

Anticorpo Monoclonale Anti-Pcbd1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P61457

Numero articolo: CM0009664

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità contro PCBD1 umano (Pterin-4-alfa-carbinolammina deidratasi). Validato per WB, IHC-P, ELISA; reagisce con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi della tetraidrobiopterina e sulla regolazione trascrizionale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCBD1 Anticorpo Monoclonale di Coniglio
Note/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5092
GeneID	5092
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-104 di PCBD1 umano (P61457).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61457
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio