

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcbd1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P61457

Numero articolo: CM0028321

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCBD1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla biosintesi della tetraidrobiopterina e sulla trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCBD1 Anticorpo pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	PCD; PHS; DCOH; PCBD; PCBD1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5092
ID Gene	5092
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P61457
Peso Proteico	12kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio