


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pcca Per Wb, Ihc-P, Elisa - P05165

Numero articolo: CM0029041



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-PCCA validato per western blot, immunoistochimica su paraffina e ELISA. Reagisce in modo crociato con uomo, topo e ratto. Bersaglia la catena alfa della propionil-CoA carbossilasi, coinvolta nel catabolismo degli aminoacidi a catena ramificata.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCCA Rabbit pAb
Note / Alias	PCCA
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	5095
GeneID	5095
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 449-728 della PCCA umana (NP_000273.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05165
Peso proteico	80kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio