


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pccb [Validato Ko] Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05166

Numero articolo: CM0006665



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti-PCCB validato KO per Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva la PCCB umana, murina e di ratto, un enzima mitocondriale coinvolto nella carbossilazione del propionil-CoA. Materia prima IVD solo per uso di ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	mAb di coniglio anti-PCCB [validato KO]
Note/Alias	PCCB; CB
Specie	Uomo
GeneID (umano)	5096
GeneID	5096
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 260-539 della PCCB umana (NP_000523.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	P05166
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio