


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pccb Per Wb E Elisa - P05166

Numero articolo: CM0025095



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio di alta qualità mirato alla catena beta della propionil-CoA carbossilasi umana (PCCB). Validato per applicazioni di Western blotting (WB) ed ELISA, con reattività crociata verso il topo. Ideale per ricerche sul metabolismo mitocondriale, sul catabolismo degli aminoacidi a catena ramificata e sull'acidemia propionica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCCB Coniglio pAb
Note/Alias	PCCB
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5096
GeneID	5096
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 260-539 del PCCB umano (NP_000523.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	P05166
Peso proteico	58kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio