

Anticorpo Policlonale Anti-Pcdh1 Per Wb Ed Elisa - Q08174

Numero articolo: CM0017294



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la protocaderina-1 umana (PCDH1, PC42) per Western blot ed ELISA. Adatto per la ricerca sull'adesione cellulare e sulla neurobiologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCDH1 Rabbit pAb
Note/Alias	PC42; PCDH42; PCDH1
Specie	Umana
ID del gene (umano)	5097
ID del gene	5097
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 60-220 della PCDH1 umana (NP_002578.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana
SWISS	Q08174
Peso della proteina	115 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante