


Anti-Pcdh15 Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Qu1

Numero articolo: CM0018499



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la protocadherina-15 umana, validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Bersaglia una proteina critica per la funzione retinica e cocleare; adatto per la ricerca sull'udito e sulla visione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCDH15 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	USH1F; CDHR15; DFNB23; PCDH15
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	65217
Gene ID	65217
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-400 della PCDH15 umana (NP_001136235.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q96QU1
Peso Proteico	216kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio