

Anticorpo Policlonale Anti-Pcdh9 Per Wb, Elisa - Q9Hc56

Numero articolo: CM0015593



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la protocaderina-9 umana (PCDH9) per applicazioni di Western blot ed ELISA. Reagisce crociatamente con campioni umani. Peso molecolare previsto di 136 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCDH9 Rabbit pAb
Note/Alias	PCDH9
Specie	Umano
GeneID (umano)	5101
GeneID	5101
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 400-600 della PCDH9 umana (NP_982354.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q9HC56
Peso della proteina	136 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante