

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcdha12 Per Wb Ed Elisa - Q9Un75

Numero articolo: CM0030073

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio è diretto contro la protocaderina alfa-12 (PCDHA12), una proteina di adesione cellulare neuronale. Validato per WB ed ELISA, riconosce PCDHA12 umana, di topo e di ratto (~102kDa). Ideale per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCDHA12 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PCDH-ALPHA12; PCDHA12
Specie	Umano
GeneID (Umano)	56137
GeneID	56137
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 713-792 di PCDHA12 umana (NP_114070.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9UN75
Peso Molecolare Proteina	102kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio