

Anticorpo Policlonale Anti-Pcdha13 Per Wb, Elisa - Q9Y5I0

Numero articolo: CM0029068

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato alla protocaderina alfa-13 (PCDHA13), validato per Western blot e ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per la ricerca neuroscientifica sulle connessioni neuronali e l'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCDHA13 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CNR5; CNRN5; CNRS5; CRNR5; PCDH-ALPHA13; PCDHA13
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	56136
ID Gene	56136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 300-360 della PCDHA13 umana (NP_061727.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5I0
Peso Proteico	102kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio