

Anticorpo Policlonale Anti-Pcdhb16 Per Wb, Elisa - Q9Nrj7

Numero articolo: CM0022809

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCDHB16 umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Utile per lo studio dell'adesione cellulare neuronale e delle connessioni specifiche del cervello.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCDHB16 Rabbit pAb
Note/Alias	ME1; PCDH3X; PCDHB8a; PCDH-BETA16; PCDHB16
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	57717
ID Gene	57717
Immunogeno	Proteina Ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9NRJ7
Peso Proteico	85kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio