

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcdhb4 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y5E5

Numero articolo: CM0021781

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PCDHB4 umano (protocaderina beta-4). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; presenta reattività crociata con topo e ratto. Adatto alla ricerca sull'adesione cellulare e sulle neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCDHB4 Rabbit pAb
Note/alias	PCDH-BETA4; PCDHB4
Specie	Uomo
ID genico (uomo)	56131
ID genico	56131
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-300 della PCDHB4 umana (NP_061761.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9Y5E5
Peso della proteina	87 kDa
Spedizione	Ghiaccio sintetico