


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcf11 Per Wb, Elisa - 094913

Numero articolo: CM0020220



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PCF11 umano, un componente del complesso II di scissione del pre-mRNA. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata con il topo. Ideale per la ricerca sulla terminazione della trascrizione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCF11 Rabbit pAb
Note/Alias	PCF11
Specie	Umano
ID del gene (umano)	51585
ID del gene	51585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1256-1555 di PCF11 umano (NP_056969.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo
SWISS	094913
Peso della proteina	173 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante