

Anticorpo Policlonale Anti-Pcgf1 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Bsm1

Numero articolo: CM0029948



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCGF1 umano (NSPC1, RNF68) validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Rileva umano, topo, ratto. Utile per studiare i complessi del gruppo Polycomb, la repressione trascrizionale, il rimodellamento della cromatina e la proliferazione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PCGF1 Rabbit pAb
Note/Alias	NSPC1; RNF68; RNF3A-2; 2010002K04Rik; PCGF1
Specie	Umano
GeneID	84759
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 160-259 di PCGF1 umano (NP_116062.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BSM1
Peso Proteico	30kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio