

Anticorpo Policlonale Rabbit (Pab) Anti-Pcgf6 Per Wb Ed Elisa - Q9Bye7

Numero articolo: CM0028360



introduzione

Anticorpo policlonale rabbit anti PCGF6 umano (MBLR/RNF134), componente del PRC1. Convalidato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Per studi epigenetici e dello sviluppo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCGF6 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MBLR; RNF134; PCGF6
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	84108
ID gene	84108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 161-350 di PCGF6 umano (NP_001011663.1)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYE7
Peso proteico	39kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio