

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pcif1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9H4Z3

Numero articolo: CM0018859



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting PCIF1 umano (CAPAM), validato per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce incrociato con il topo e il ratto. Uso per la ricerca in epitrascrittomics e studi sulla metilazione del cap dell'mRNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCIF1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	63935
GeneID	63935
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-200 del PCIF1 umano (NP_071387.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9H4Z3
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio