


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pcif1 Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q9H4Z3

Numero articolo: CM0022997



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro la metiltransferasi del cappuccio mRNA umano PCIF1 (CAPAM), validato per WB, IHC-P, IP ed ELISA su campioni umani, murini e di ratto. Mirante agli aminoacidi 1-200 di NP_071387.1.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCIF1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CAPAM; hCAPAM; hPCIF1; C20orf67; PPP1R121; PCIF1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	63935
GeneID	63935
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-200 del PCIF1 umano (NP_071387.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9H4Z3
Peso proteico	81kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio