

Anticorpo Monoclonale Anti-Pck1 (Pepck-C) Per Western Blot Ed Elisa - P35558

Numero articolo: CM0006904



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro PCK1 umano (PEPCK-C), validato per Western blot ed ELISA. Rileva PCK1 umano, murino e ratto, ideale per la ricerca sulla gluconeogenesi e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCK1 Rabbit mAb
Note/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Specie	Umano
Gene ID	5105
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 523-622 di PCK1 umano (NP_002582.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P35558
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio