

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pck1 Per Wb - P35558

Numero articolo: CM0020916



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro PCK1 umano (PEPCK-C) per WB, IP, IF/ICC, IF-P ed ELISA. Rileva PCK1 endogeno in campioni umani, di topo e di ratto. Immunogeno ricombinante (aa 490-622).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCK1 Rabbit pAb
Note/Alias	PCKDC; PEPCK1; PEPCKC; PEPCK-C; PCK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5105
GeneID	5105
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 490-622 di PCK1 umano (NP_002582.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IP, IF/ICC, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P35558
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio