

Anticorpo Policlonale Anti-Pcm1 Per Wb, Elisa - Q15154

Numero articolo: CM0022189



introduzione

PCM1 Rabbit pAb è un anticorpo policlonale di coniglio che si targeting sul materiale pericentriolare 1 umano (PCM1). Adatto per WB ed ELISA, questo anticorpo supporta la ricerca sul centrosoma e sul ciglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCM1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5108
Immunogeno	Peptide sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1921-2025 di NINJ1 umano (NP_006188.4).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q15154
Peso proteico	229kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio