

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcm1 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15154

Numero articolo: CM0023211



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCM1 umano, validato per WB, IF/ICC ed ELISA. Reagisce con PCM1 umano e murino (circa 229 kDa), mirando alla regione N-terminale. Adatto per la ricerca sul centrosoma e sul ciglio.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCM1 Rabbit pAb
Note/Alias	PTC4; RET/PCM-1; PCM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5108
GeneID	5108
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di PCM1 umano (NP_006188.4).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q15154
Peso Proteico	229kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio