


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Pcna Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Numero articolo: CM0003877



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio anti-PCNA di alta qualità validato per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto e scimmia verde africana. Bersaglia l'antigene nucleare delle cellule proliferanti da 29kDa coinvolto nella replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	mAb Coniglio PCNA
Note/Alias	ATLD2; PCNA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5111
GeneID	5111
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 162-261 di PCNA umano (NP_002583.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto, Scimmia verde africana
SWISS	P12004
Peso Proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio