


Anticorpo Policlonale Anti-Pcna Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - P12004

Numero articolo: CM0014020



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a PCNA (P12004), adatto per WB, IHC-P, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Ideale per lo studio della replicazione del DNA, della riparazione e della proliferazione.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCNA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATLD2; PCNA
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5111
ID Gene	5111
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente agli amminoacidi 162-261 del PCNA umano (NP_002583.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12004
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio