


Anticorpo Policlonale Anti-Pcna Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P12004

Numero articolo: CM0014716



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PCNA umano (DNA sliding clamp). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA; cross-reattività con topo e ratto. Ideale per studi sulla replicazione e riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCNA Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	ATLD2; PCNA
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5111
GeneID	5111
Immunogeno	Peptide sintetico (aa 162-261 del PCNA umano, NP_002583.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Cross-reattività	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P12004
Peso proteico	29kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio