

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pcnt Per Wb, If/Icc, Elisa - O95613

Numero articolo: CM0023653

introduzione

Questo anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la PCNT umana (Pericentrina) è adatto per Western blot, immunofluorescenza/immunocitochimica e ELISA. Presenta reattività crociata con il ratto ed è uno strumento essenziale per la ricerca sul centrosoma e sui microtubuli.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCNT Rabbit pAb
Note/Alias	KEN; PCN; MOPD2; PCNT2; PCNTB; PCTN2; SCKL4; PCNT
Specie	Umana
ID gene (Uomo)	5116
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Ratto
SWISS	O95613
Peso proteico	378 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio