

Anticorpo Policlonale Anti-Pcnx1 Per Wb, Elisa - Q96Rv3

Numero articolo: CM0020231

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che bersaglia la PCNX1 umana (proteina pecanex-like 1).

Applicabile per Western blot e ELISA.

Immunogeno: peptide sintetico compreso tra gli amminoacidi 2250-2341. Validato per campioni umani.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCNX1 Rabbit pAb
Annotazioni / Alias	PCNX; PCNXL1; pecanex; PCNX1
Specie	Umana
GeneID (Umana)	22990
GeneID	22990
Immunogeno	Peptide sintetico
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umana
SWISS	Q96RV3
Peso Proteico	259kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio