

Anticorpo Policlonale Anti-Pcsk1 Per Wb, If/Icc, Elisa - P29120

Numero articolo: CM0018529



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio purificato per affinità contro PCSK1 umano (Convertasi neuroendocrina 1). Validato per WB, IF/ICC, ELISA; reazione crociata con topo e ratto. Ideale per lo studio del processing dei proormoni e dei disturbi neuroendocrini.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCSK1 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	PC1; PC3; NEC1; SPC3; PC1/3; BMIQ12; PCSK1
Specie	Umano
GeneID (umano)	5122
GeneID	5122
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 28-170 di PCSK1 umano (NP_000430.3)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	P29120
Peso proteico	84kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio