

Anticorpo Monoclonale Anti-Pcsk9 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0006871



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante anti-PCSK9 umano di coniglio validato per WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Rileva PCSK9 umano e murino, essenziale per la ricerca sull'omeostasi del colesterolo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PCSK9 Rabbit mAb
Annotazioni/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertase subtilisin/kexin type 9
Specie	Umano
GeneID (umano)	255738
GeneID	255738
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-692 di PCSK9 umano (NP_777596.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Uomo, Topo
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	20 kDa/74 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio