

Anticorpo Policlonale Anti-Pcsk9 Per Wb, If/Icc, Ip, Elisa - Q8Nbp7

Numero articolo: CM0021782



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PCSK9, adatto per WB, IF/ICC, IP e ELISA su campioni umani e di ratto. Aiuta la ricerca sull'omeostasi del colesterolo e la degradazione di LDLR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCSK9 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	PCSK9; FH3; HCHOLA3; LDLQC1; NARC-1; NARC1; PC9; proprotein convertasi subtilisina/kexina di tipo 9
Specie	Umana
GeneID	255738
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 31-692 della PCSK9 umana (NP_777596.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività Crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q8NBP7
Peso Proteico	20kDa/74kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio