

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Pcsk9 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q80W65

Numero articolo: CM0019325

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro PCSK9 di topo (UniProt Q80W65), validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce incrociatamente con umano, topo, ratto. Ideale per studi sul metabolismo del colesterolo e sulla degradazione del recettore LDL.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	PCSK9 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	FH3; PC9; Narc1; HCHOLA3; PCSK9
Specie	Topo
GeneID (umano)	100102
GeneID	100102
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 35-694 di PCSK9 di topo (NP_705793.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q80W65
Peso proteico	74KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio