

Anticorpo Monoclonale Anti-Pcyt1A Per Wb, Elisa - P49585

Numero articolo: CM0004469

introduzione

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-PCYT1A per WB e ELISA, validato su campioni umani. Questo anticorpo si rivolge alla colina-fosfato citidililtransferasi A, un enzima chiave nella sintesi della fosfatidilcolina, adatto per la ricerca sulle malattie metaboliche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PCYT1A mAb Coniglio
Osservazioni/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5130
GeneID	5130
Immunogeno	Peptide Sintetico: Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 268-367 del PCYT1A umano (P49585)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P49585
Peso Proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio