

Anticorpo Policlonale Anti-PCYT1A Per Wb Ed Elisa - P49585

Numero articolo: CM0023970

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PCYT1A di alta qualità, validato per WB ed ELISA. Reagisce con PCYT1A umano e murino. Adatto per ricerche sulla biosintesi della fosfatidilcolina e i disturbi metabolici correlati.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	PCYT1A Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	CT; CTA; CCTA; CTPCT; PCYT1; SMDCRD; CCTalpha; PCYT1A
Specie	Umana
ID gene (Umano)	5130
ID gene	5130
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-100 del PCYT1A umano (NP_001299602.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umana, Murina
SWISS	P49585
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio