

Anticorpo Policlonale Anti-Pcyt2 Per Wb, Elisa - Q99447

Numero articolo: CM0015103



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio PCYT2, validato per Western blot (WB) ed ELISA. Rileva la PCYT2 endogena in campioni umani, di topo e di ratto. Utile per lo studio della sintesi della fosfatidiletanolamina, della biologia delle membrane e delle malattie neurodegenerative.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome Prodotto	PCYT2 Coniglio pAb
Note/Alias	ET, SPG82, PCYT2
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	5833
ID Gene	5833
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-389 della PCYT2 umana (NP_002852.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q99447
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio