

Anticorpo Policlonale Anti-Pd-1/Cd279 Per Wb, If-P, Elisa - Q02242

Numero articolo: CM0022636



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il PD-1/CD279 del topo, un recettore checkpoint immunitario inibitorio, adatto per Western blot, immunofluorescenza ed ELISA. Ideale per lo studio della tolleranza delle cellule T e dell'immunologia tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PD-1/CD279 Rabbit pAb
Note/Alias	PD-1; Pdc1; Ly101; PD-1/CD279
Specie	Topo
ID Gene	18566 (Topo)
Immunogeno	Proteina ricombinante del PD-1/CD279 del topo
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Topo
SWISS	Q02242
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio