

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pd-1/Cd279 Per Wb, If-P, Elisa - Q15116

Numero articolo: CM0018677



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PD-1/CD279 umano (SWISS Q15116), validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto. Ideale per la ricerca in immunoncologia e lo sviluppo di IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo Policlonale di Coniglio PD-1/CD279
Note/Alias	PD1; PD-1; CD279; SLEB2; hPD-1; hPD-I; hSLE1; PD-1/CD279
Specie	Umano, Topo, Ratto
ID Gene	5133
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 205-259 di PD-1/CD279 umano (NP_005009.2).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q15116
Peso Molecolare Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio