

Anticorpo Monoclonale Anti-Pd-L1/Cd274 Per Fc - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0005952



introduzione

Anticorpo monoclonale coniugato di coniglio anti-umano PD-L1/CD274, validato per citometria a flusso. Reagisce con l'umano. Esplora la via PD-L1/PD-1 nella ricerca sui checkpoint immunitari.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti-Umano PD-L1/CD274
Note/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
GeneID (umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	FC
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio