

Anticorpo Monoclonale Anti-Pd-L1/Cd274 Per Wb, Elisa - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0002284



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7), adatto per Western blot ed ELISA. Essenziale per la ricerca sulla regolazione dei checkpoint immunitari, sulla modulazione dei linfociti T e sui meccanismi di immuno-fuga tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio anti PD-L1/CD274
Note/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Specie	Umano
GeneID (Umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di PD-L1/CD274 umano (Q9NZQ7)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio