

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Per Wb, If/Icc, Elisa, Inibizione - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0011158



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio anti PD-L1/CD274 generato contro proteina ricombinante, per WB, IF/ICC, ELISA e saggi di inibizione. Specifico per PD-L1 umano, validato per la ricerca sui checkpoint immunitari e gli studi di immunoterapia oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio anti PD-L1/CD274
Note/Alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	29126
ID Gene	29126
Immunogeno	Proteina ricombinante di PD-L1/CD274 umano
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA, Inibizione
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9NZQ7
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio