

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pd-L1/Cd274 Per Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - Q9Nzq7

Numero articolo: CM0022915



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio anti-PD-L1/CD274 di alta qualità, validato per WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Rileva il PD-L1 umano, murino e di ratto; adatto per studi sull'immunoterapia del cancro e sulla tolleranza immunitaria.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PD-L1/CD274 pAb di coniglio
Note/alias	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PD-L1/CD274
Specie	Umana
GeneID (umano)	29126
GeneID	29126
Immunogeno	Peptide sintetico Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 190-290 del PD-L1/CD274 umano (NP_054862.1).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9NZQ7
Peso della proteina	33 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante