

Anti-Pdc Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - P20941

Numero articolo: CM0025072

introduzione

Anti-PDC Coniglio Anticorpo Policlonale per il rilevamento della fosducina (28 kDa) in WB, IHC-P, ELISA. Cross-reatta con umano, topo, ratto. Validato per studi sulla fototrasduzione visiva e sul metabolismo dei fotorecettori. Uso per ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDC Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PHD; MEKA; PhLP; PhLOP; PDC
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	5132
Gene ID	5132
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-246 della PDC umana (NP_002588.3).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P20941
Peso Proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio