


Anticorpo Policlonale Anti-Pdcd10 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bul8

Numero articolo: CM0019634



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDCD10 umano (CCM3/TFAR15) per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Parte dei complessi STRIPAK, coinvolto nell'apoptosi, nell'angiogenesi e nella migrazione cellulare. Reagisce crociatamente con campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	PDCD10 Rabbit pAb
Note/alias	CCM3, TFAR15, PDCD10
Specie	Uomo
GeneID (umano)	11235
GeneID	11235
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-212 di PDCD10 umano (NP_009148.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q9BUL8
Peso della proteina	25 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante