


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdcd4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EL6

Numero articolo: CM0009443



introduzione

mAb di coniglio anti-PDCD4 per applicazioni WB, IHC-P ed ELISA. Riconosce PDCD4 umano, murino e di ratto (52 kDa), un inibitore della traduzione e soppressore tumorale. Ideale per la ricerca oncologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-PDCD4
Note/alias	H731; PDCD4
Specie	Uomo
GeneID (umano)	27250
GeneID	27250
Immunogeno	Peptide sintetico - Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 370-469 del PDCD4 umano (Q53EL6).
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q53EL6
Peso della proteina	52 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante