


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pdcd4 (Validato Ko) Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q53EL6

Numero articolo: CM0025121



introduzione

L'anticorpo policlonale di coniglio anti-PDCD4 validato KO rileva PDCD4 umano/murino (SWISS Q53EL6, 52kDa) in WB, IHC-P, ELISA. Bersaglia il soppressore tumorale che inibisce la traduzione e la trasformazione neoplastica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio anti-PDCD4
Note/Alias	H731; D4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	27250
ID Gene	27250
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-260 di PDCD4 umano (NP_055271.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo
SWISS	Q53EL6
Peso Proteico	52kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio