


Anticorpo Policlonale Anti-Pdcd5 Per Wb, If/Icc, Elisa - O14737

Numero articolo: CM0024919



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro PDCD5 umano (TFAR19). Validato per WB, IF/ICC, ELISA con ampie reattività crociate di specie (umano, topo, ratto). Supporta studi sull'apoptosi e sulla risposta al danno al DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDCD5 Rabbit pAb
Note/Alias	TFAR19; PDCD5
Specie	Umano
GeneID (umano)	9141
GeneID	9141
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-125 di PDCD5 umano (NP_004699.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O14737
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio