

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Pdcd7 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q8N8D1

Numero articolo: CM0003913



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante che mira a PDCD7 umano. Validato per western blot, IHC-P ed ELISA; rileva PDCD7 in campioni umani, murini e di ratto. Utilizzo nella ricerca sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDCD7 Rabbit mAb
Note/Alias	59K, ES18, HES18, PDCD7
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10081
ID Gene	10081
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli amminoacidi 1-100 di PDCD7 umano (Q8N8D1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Murino, Rat
SWISS	Q8N8D1
Peso Proteico	55kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio