

Anticorpo Monoclonale Coniugato Rabbit Anti-Pde10A Per Wb, Elisa - Q9Y233

Numero articolo: CM0004398



introduzione

Anticorpo monoclonale Rabbit diretto contro PDE10A umano, validato per WB ed ELISA. Reagisce in modo incrociato con topo e ratto. PDE10A regola la segnalazione cAMP/cGMP, espresso in modo elevato nello striato. Ideale per la ricerca in neuroscienze e trasduzione del segnale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	PDE10A Rabbit mAb
Note/Alias	ADSD2; IOLOD; HSPDE10A; PDE10A19; LINC00473; PDE10A
Specie	Umano
ID Gene	10846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 439-779 di PDE10A umano (NP_006652.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9Y233
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio