


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Pde10A Per Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y233

Numero articolo: CM0022430



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro PDE10A umano, una fosfodiesterasi striatale cAMP/cGMP coinvolta nella trasduzione del segnale. Convalidato per WB, IF/ICC, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano e ratto. Adatto per la ricerca in neuroscienze.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE10A Rabbit pAb
Note/Alias	ADSD2, IOLOD, HSPDE10A, PDE10A19, LINC00473, PDE10A
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	10846
Gene ID	10846
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 23-200 di PDE10A umano (NP_001124162.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9Y233
Peso Proteico	88kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio