


## Anticorpo Policlonale Anti-Pde12 Di Coniglio Per Wb, If/Icc, Elisa - Q6L8Q7

Numero articolo: CM0020454



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che targeting PDE12 umano (2',5'-fosfodiesterasi 12) per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce con topo e ratto. Adatto per lo studio della regolazione del sistema antivirale 2-5A.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Specificazione                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome del prodotto   | PDE12 Coniglio pAb                                                                                                              |
| Osservazioni/Alias  | 2-PDE; 2'-PDE; PDE12                                                                                                            |
| Specie              | Umano                                                                                                                           |
| ID Gene (Umano)     | 201626                                                                                                                          |
| ID Gene             | 201626                                                                                                                          |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 17-300 di PDE12 umano (NP_001309106.1) |
| Fonte               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione        | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                               |
| Reattività crociata | Topo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS               | Q6L8Q7                                                                                                                          |
| Peso proteico       | 67kDa                                                                                                                           |
| Spedizione          | Borsa del ghiaccio                                                                                                              |