

Anticorpo Policlonale Anti-Pde1A Per Wb E Elisa - P54750

Numero articolo: CM0013188

introduzione

PDE1A Rabbit pAb è un anticorpo policlonale validato per WB e ELISA su umano, topo e ratto. Bersaglio la fosfodiesterasi 1A dipendente da calcio/calmodulina, un regolatore chiave della segnalazione dei nucleotidi ciclici. Ideale per la ricerca cardiovascolare e neurologica.

[Ulteriori informazioni](#)

Nome Prodotto	PDE1A Rabbit pAb
Note/Alias	HCAM1; HCAM-1; HSPDE1A; CAM-PDE 1A; CAM-PDE-1A; PDE1A
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5136
GeneID	5136
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 446-545 del PDE1A umano (NP_005010.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Topo, Ratto
SWISS	P54750
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio