


Anti-Pde1B Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q01064

Numero articolo: CM0022371



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità mirato al PDE1B umano, convalidato per WB, IHC-P ed ELISA. Rileva il PDE1B umano, murino e ratto, rendendolo ideale per la ricerca sulla segnalazione cAMP/cGMP.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	PDE1B Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	PDE1B1; PDES1B; HEL-S-79p; PDE1B
Specie	Umano
GeneID (Umano)	5153
GeneID	5153
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-536 del PDE1B umano (NP_000915.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q01064
Peso Proteico	61kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio